

Messanleitung

FÜR EINEN PERFEKT ANGEPASSTEN MAULKORB

Damit wir den passenden Maulkorb für deinen Hund fertigen können, benötigen wir drei wichtige Maße.

So können wir sicherstellen, dass wir den passenden Maulkorb vorrätig haben oder für deinen Hund anfertigen können.


Unser Ziel: ein Maulkorb, der gut sitzt und deinem Hund ein angenehmes Tragegefühl bietet.



DIE 3 WICHTIGSTEN MASSE

1 SCHNAUZENLÄNGE

Miss die Schnauzenlänge mit etwa 1 cm Abstand unterhalb der Augen bis zur Nasenspitze.




WORAUF ACHTEN?

- ♥ Hund in entspannter, natürlicher Kopfhaltung
- ♥ Von der Nasenspitze bis ca. 1 cm unterhalb der Augen messen
- ♥ Nicht aufrunden
- ♥ In Zentimetern angeben

2 SCHNAUZENUMFANG

Miss den Schnauzenumfang etwa 1 cm unterhalb der Augen einmal komplett um die geschlossene Schnauze.




WORAUF ACHTEN?

- ♥ Etwa 1 cm unterhalb der Augen messen
- ♥ Maßband locker anlegen
- ♥ Hund sollte ruhig und entspannt sein
- ♥ In Zentimetern angeben

3 SCHNAUZENBREITE

Miss die Schnauzenbreite an der breitesten Stelle der geschlossenen Schnauze.



WORAUF ACHTEN?

- ♥ An der breitesten Stelle messen
- ♥ Von Außenkante zu Außenkante
- ♥ In Zentimetern angeben

TIPPS FÜR EIN GUTES MESSEN

- ♥ Messe in einer ruhigen Umgebung
- ♥ Dein Hund sollte entspannt stehen oder sitzen
- ♥ Achte auf eine natürliche Kopfhaltung
- ♥ Wiederhole die Messung zur Sicherheit
- ♥ Bei Zwischenwerten: lieber etwas großzügiger messen als zu knapp



HÄUFIGE FEHLER

- ✗ Zu straffes Anlegen des Maßbandes
- ✗ Falscher Messpunkt
- ✗ Maßband zu locker
- ✗ Zu knappes Messen

NOCH UNSICHER?

Kein Problem! Du kannst uns jederzeit Fotos mit angelegtem Maßband schicken. Wir schauen uns die Maße gerne an und helfen dir weiter.

♥ Wir sind für dich da!

